

Link do produktu: <https://sklep.medycznemarki.pl/kula-pachowa-regulowana-handytim-p-845.html>

Kula pachowa, regulowana - HandyTim

Cena	94,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	330
PKWiU	90211010

Opis produktu

Kula inwalidzka pachowa HandyTim została wykonana z wytrzymałego aluminium i jest przeznaczona dla osób wymagających stabilnego podparcia podczas chodzenia. Może być stosowana po urazach kończyn dolnych, szczególnie gdy jednocześnie dolegliwości w obrębie nadgarstka lub łokcia utrudniają korzystanie ze standardowych kul łokciowych.

Kluczowe właściwości produktu:

- **Aluminiowa konstrukcja:** Wytrzymała, a jednocześnie lekki trzon ułatwia codzienne użytkowanie.
- **Miękkie podparcie pachowe:** Pomaga ograniczyć miejscowy ucisk i zwiększa komfort podczas chodzenia.
- **Regulowany uchwyt:** Umożliwia dopasowanie położenia dłoni do wzrostu i budowy użytkownika.
- **Trzystopniowa regulacja:** Pozwala dopasować wysokość kuli do osób o różnym wzroście.
- **Gumowa nasadka:** Zwiększa przyczepność do podłoża i pomaga zachować stabilność podczas poruszania się.

Przeznaczenie:

- Urazy kończyn dolnych wymagające częściowego lub całkowitego odciążenia nogi.
- Jednoczesne urazy lub dolegliwości w obrębie nadgarstka albo łokcia.
- Reedukacja chodu po przebytych urazach i zabiegach.
- Zaburzenia równowagi podczas chodzenia.
- Cięższe dysfunkcje kończyn dolnych lub tułowia.
- Potrzeba dodatkowego podparcia i przeniesienia części ciężaru ciała na kończyny górne.
- Okres rehabilitacji i rekonwalescencji.

Podparcie pachowe umożliwia przeniesienie części ciężaru ciała na obręcz barkową i kończyny górne. Kula pomaga odciążyć kontuzjowaną kończynę dolną, utrzymać równowagę oraz poprawić bezpieczeństwo podczas chodzenia. Szeroki zakres regulacji pozwala dostosować jej wysokość do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dodatkowe korzyści:

- **Wsparcie podczas chodzenia:** Pomaga zachować stabilność przy ograniczonej sprawności kończyn dolnych.
- **Odciążenie kontuzjowanej kończyny:** Ułatwia poruszanie się podczas rehabilitacji po urazach i zabiegach.
- **Dopasowanie do użytkownika:** Regulowana wysokość oraz położenie uchwytu pozwalają prawidłowo ustawić kulę.
- **Komfort użytkowania:** Miękkie podparcie pod pachą oraz ergonomiczny kształt ograniczają dyskomfort podczas poruszania się.
- **Lekka konstrukcja:** Aluminiowy trzon zapewnia połączenie niewielkiej wagi i odpowiedniej wytrzymałości.
- **Uniwersalny rozmiar:** Szeroki zakres regulacji umożliwia stosowanie kuli przez osoby niskie i wysokie.

Wybierając kulę inwalidzką pachową HandyTim, zyskujesz stabilne podparcie podczas chodzenia, rehabilitacji i powrotu do sprawności po urazie. Lekka aluminiowa konstrukcja, miękkie podparcie pachowe oraz szeroki zakres regulacji umożliwiają wygodne dopasowanie produktu do potrzeb użytkownika.

Rozmiar produktu:

- Zakres regulacji wysokości: 97,5–147,5 cm.

-
- Rodzaj regulacji: trzystopniowa.
 - Maksymalna masa użytkownika: 136 kg.
 - Waga produktu: 0,92 kg.
 - Materiał trzonu: aluminium.
 - Kolor: czarny.
 - Rozmiar: uniwersalny.
 - Wyposażenie: miękkie podparcie pachowe, regulowany uchwyt i gumowa nasadka.

Wysokość kuli powinna zostać prawidłowo dopasowana, aby podparcie nie uciskało bezpośrednio dołu pachowego. Sposób chodzenia oraz poziom odciążenia kończyny warto ustalić z lekarzem lub fizjoterapeutą.