

Link do produktu: <https://sklep.medycznemarki.pl/plastry-z-opatrunkiem-dla-dzieci-12szt-matopat-p-37912.html>



Plastry z opatrunkiem dla dzieci 12szt - Matopat

Cena	6,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Matopat dziecięce
Kod producenta	Plastry z opatrunkiem dla dzieci Matopat
PKWiU	90211010

Opis produktu

Plastry z opatrunkiem dla dzieci Matopat (12 szt.) to kolorowe i przyjazne dzieciom plastry na niewielkie rany, skaleczenia i zadrapania. Wesołe nadruki z motywem zwierząt safari – żyrafy, słonia i lwa – nie tylko zabezpieczają skórę, ale także odwracają uwagę dziecka od bólu i poprawiają nastrój.

Kluczowe właściwości produktu:

- **Rozmiar plastra: 19 x 76 mm** – uniwersalna wielkość, odpowiednia do najczęstszych drobnych urazów.
- **Kolorowe nadruki zwierząt safari:** Plastry pakowane są losowo – każdy zestaw może zawierać inne rysunki.
- **Foliowe, mikroperforowane podłoże:** Zapewnia dopływ powietrza do skóry i pozwala jej oddychać.
- **BIOzgodność potwierdzona badaniami:** Plastry nie wywołują uczuleń, podrażnień ani cytotoksyczności – nawet u dzieci ze skórą wrażliwą.
- **Miękki klej akrylowy:** Delikatny dla skóry, dobrze utrzymuje plaster bez powodowania dyskomfortu.
- **Zaokrąglone brzegi:** Zmniejszają ryzyko odklejania się plastrów i zadzierania rogów.

Przeznaczenie:

- Ochrona drobnych skaleczeń i zadrapań
- Opieka nad niewielkimi ranami u dzieci
- Domowa apteczka, przedszkole, szkoła, podróże

Plastry Matopat łączą skuteczną ochronę z przyjaznym dla dziecka designem. Dzięki miękkiej strukturze i kolorowym motywom sprawiają, że opatrzenie rany staje się mniej stresujące, a wręcz zabawne.

Dodatkowe korzyści:

- **Dla dzieci w każdym wieku:** Sprawdzą się zarówno u przedszkolaków, jak i starszych dzieci.
- **Oddychające i chłonne:** Mikroperforacja wspomaga cyrkulację powietrza i wchłanianie niewielkiego wysięku z rany.
- **Zestaw 12 sztuk:** W jednym opakowaniu otrzymujesz 12 kolorowych plastrów z różnymi wzorami (losowo pakowane).

Środki ostrożności:

- Wyrób jednorazowego użytku – nie stosować ponownie.
- Produkt niesterylny – nie stosować na głębokie, zakażone lub silnie krwawiące rany.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej – natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Matopat - kolorowy plaster, który naprawdę działa i wywołuje uśmiech!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcja: Art , Safari