

Link do produktu: <https://sklep.medycznemarki.pl/podkladka-pod-glowe-rehafund-runa-ad-5-p-533.html>



Podkładka pod głowę - RehaFund Runa AD-5

Cena	52,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Runa AD-5
PKWiU	90211010

Opis produktu

Podkładka pod głowę Runa AD-5 to kluczowy element wyposażenia wspierający komfort i zdrowie pacjentów podczas leżenia w pozycji na wznak. Dedykowana jest zwłaszcza osobom zależnym od długotrwałego pozostawania w łóżku.

Kluczowe właściwości produktu:

- **Stabilizacja głowy:** Zapewnia stabilne podparcie głowy i szyi.
- **Materiał:** Wykonanie z pianki poliuretanowej gwarantuje trwałość i komfort.
- **Przeciwdziałanie odleżynom:** Specjalne wcięcie minimalizuje ryzyko powstawania odleżyn w okolicy potylicznej.
- **Wygoda użytkowania:** Ergonomiczny kształt dopasowuje się do anatomicznych potrzeb użytkownika.

Przeznaczenie:

- Stabilizacja głowy podczas leżenia
- Profilaktyka przeciwoodleżynowa
- Komfort pacjentów narażonych na przewlekłe leżenie

Wyprofilowane wcięcie w podkładce stanowi innowacyjne rozwiązanie, które znacząco wpływa na zmniejszenie nacisku na tylną część głowy, będącą wrażliwą na powstawanie odleżyn podczas długotrwałego leżenia.

Dodatkowe korzyści:

- **Dostosowanie do potrzeb:** Dwa dostępne rozmiary M i L pozwalają na idealne dopasowanie do różnych użytkowników.
- **Prosta konserwacja:** Materiał podkładki ułatwia utrzymanie higieny.
- **Wsparcie terapeutyczne:** Pomoc w prawidłowym ułożeniu może przyspieszać rekonwalescencję.
- **Wielofunkcyjność:** Możliwość stosowania w różnych środowiskach, od szpitali po domową opiekę.

Podkładka pod głowę Runa AD-5 oferuje niezbędne wsparcie dla osób potrzebujących stabilizacji głowy w pozycji leżącej, jednocześnie przeciwdziałając powstawaniu odleżyn. Jest to produkt, który łączy w sobie funkcjonalność, komfort i opiekę profilaktyczną, niezbędne w codziennej opiece nad pacjentami.

Rozmiar produktu:

Rozmiar M	18 x 16 x 9 cm
Rozmiar L	23 x 21 x 10 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M , L